



Manequim Profissional Prestan MANEQUIN ADULTO

MANUAL DE INSTRUÇÕES DE USO E CUIDADOS

Obrigado por comprar o Manequim Adulto Profissional Prestan!

Por favor leia todas as instruções e as mantenha com seu(s) manequim(s). Para obter informações sobre os Distribuidores Autorizados Prestan, guias de ajuda, recursos e mais, visite o site da Prestan www.prestanproducts.com.



Manequim Adulto Profissional Prestan



Manequim Adulto Profissional Prestan (Pacote com 4)

Para futuras referências, anote abaixo o Distribuidor Autorizado Prestan onde você comprou seus manequins. Ligue para o seu Distribuidor Autorizado Prestan para perguntas sobre produtos, reordenamento de peças/acessórios ou questões de garantia:

Distribuidor Autorizado Prestan

Telefone do Distribuidor

Data da Compra



MODELOS COBERTOS POR ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES

PRODUTOS # (MODELO)	PACOTE DE MANEQUIM	MANEQUIM QUANT. TAMANHO	MONITOR(ES) DE TAXA DE RCP INCLUÍDOS*	CAPA DE TRANSPORTE INCLUÍDA	PROTECTOR FACIAL/ BOLSAS DE PULMONAR INCLUÍDOS
PP-AM-100M PP-AM-100M-MS PP-AM-100M-DS	1 UNIDADE	1 ADULTO	SIM	BOLSA ÚNICA	PACOTE COM 10
PP-AM-100 PP-AM-100-MS PP-AM-100-DS	1 UNIDADE	1 ADULTO	NÃO	BOLSA ÚNICA	PACOTE COM 10
PP-AM-400M PP-AM-400M-MS PP-AM-400M-DS	PACOTE COM 4	4 ADULTOS	SIM 1 POR MANEQUIM	PACOTE 4 BOLSAS c/alça	PACOTE COM 50
PP-AM-400 PP-AM-400-MS PP-AM-400-DS	PACOTE COM 4	4 ADULTOS	NÃO	PACOTE 4 BOLSAS c/alça	PACOTE COM 50
PP-FM-300M PP-FM-300M-MS PP-FM-300M-DS	COLEÇÃO **	1 ADULTO, 1 CRIANÇA, 1 BEBÊ	SIM 1 POR MANEQUIM	COLEÇÃO BOLSA c/alça	PACOTE COM 10 POR MANEQUIM
PP-FM-500M PP-FM-500M-MS PP-FM-500M-DS	PACOTE FAMÍLIA **	2 ADULTOS, 1 CRIANÇA, 2 BEBÊS	SIM 1 POR MANEQUIM	PACOTE FAMÍLIA (BOLSA com/alça)	PACOTE COM 10 POR MANEQUIM

EM RELAÇÃO À TABELA ACIMA E AO CONTEÚDO DO SEU PEDIDO:

* O Monitor de frequência de RCP (Monitor de frequência, Monitor de RCP, Monitor) é um recurso de feedback patenteado para manequins profissionais Prestan que consiste em um banco de luzes LED que responde às compressões (consulte a seção sobre o Monitor de frequência de RCP). O monitor de frequência de RCP (requer duas (2) pilhas 'AA'; não incluídas) é pré-instalado no ombro esquerdo do manequim adulto. Se você comprou o Manequim Profissional Prestan sem o Monitor de frequência de RCP e mais tarde decidir que gostaria de um, ele pode ser encomendado separadamente de seu Distribuidor Autorizado Prestan e facilmente instalado. As instruções de instalação podem ser encontradas na seção Recursos de www.prestanproducts.com.

A coleção Prestan e o pacote família Prestan também incluem manequins profissionais de bebês e crianças Prestan. Eles possuem manuais separados que acompanham os manequins ou podem ser acessadas em www.prestanproducts.com.

Tons de pele disponíveis: Qualquer um dos modelos acima pode estar disponível em um dos três tons de pele:

- Um número de modelo sem sufixo significa nosso tom de pele claro original
- Um número de modelo com um "-MS" no final (ou seja, PP-AM-100M-MS) significa um tom de pele médio
- Um número de modelo com um "-DS" no final (ou seja, PP-AM-400-DS) significa tom de pele escuro

Pontos pretos de feltro estão incluídos em uma tira para uso opcional com manequins adultos. Eles podem ser aderidos na parte inferior do torso do manequim para ajudar a evitar deslizamentos em superfícies lisas.

Caso falte algo, entre em contato com o Distribuidor Autorizado Prestan onde você fez sua compra.

LIMPEZA

- A pele do rosto e do corpo do Manequim Profissional Prestan® é feita do mesmo material e pode ser limpa da mesma maneira.
- Se o material ficar sujo, limpe com uma mistura de água e sabão. Se a área estiver extremamente suja, podem ser usados produtos de limpeza domésticos comuns como Vim®. Lenços não alvejantes, como os lenços desinfetantes Clorox® ou Lysol®, são convenientes e funcionam bem. Recomenda-se que o uso desses produtos de limpeza seja feito com cautela e com o mínimo de abrasão para garantir a vida da pele.
- Uma borracha de espuma de melamina, como Scotch-Brite™ pode ser usada com cautela para manchas.
- Produtos de limpeza que contenham cera, óleo ou cítricos (d-limoneno) não são recomendados.
- Qualquer produto de limpeza não listado/recomendado acima pode ser testado em uma área não visível do manequim. Abra o tórax do manequim e teste o limpador na parte inferior. Monitore por 24 horas. Caso ocorra uma reação indesejável, o limpador não deve ser utilizado no manequim.
- A pele do rosto também pode ser higienizada com lenços umedecidos com álcool ou embebido em uma solução de 1/4 xícara de água sanitária misturada com um galão de água por 10 minutos. Entre os usos dos alunos, o instrutor (ou aluno) pode limpar os rostos com um pano com álcool como medida extra de segurança.
- Não se esqueça de limpar a espuma e a pele da parte superior do tórax da mesma forma higienizar também o interior do manequim.
- Peles de reposição para rosto e tronco podem ser adquiridas no seu Distribuidor Autorizado Prestan.

ARMAZENAMENTO

- Guarde o(s) Manequim Profissional Prestan na(s) bolsa(s) de transporte de náilon.
- A cabeça do manequim deve ser removida para proteção das características faciais, especificamente o nariz.
- Para maior proteção, guarde o manequim dentro da bolsa de transporte e coloque-a dentro da caixa de transporte original.
- Não empilhe os manequins a menos que estejam dentro da caixa de transporte original ou de outro recipiente protetor.
- A bolsa de transporte de náilon para o(s) Manequim Profissional Prestan não se destina a armazenar ou transportar pertences (i.e., books) além do(s) manequim(s) - use a bolsa de transporte apenas para o(s) manequim(s) pretendido(s) para evitar danos à bolsa.
- Armazene o(s) manequim(s) em uma área fresca e seca, em temperaturas entre 10°- 21° C e 50% de umidade relativa.
- Para armazenamento por mais de 1 mês, recomenda-se que as baterias sejam removidas do Monitor de Frequência de RCP (se o manequim tiver esse recurso).

CARACTERÍSTICAS RCP

PROTETOR FACIAL/ BOLSAS PULMONARES PARA A ELEVAÇÃO VISÍVEL DO PEITO

- O protetor facial/bolsa pulmonar (PP-ALB-10, PP-ALB-50) combina o protetor facial e a bolsa pulmonar em uma única via aérea em forma de T para o manequim. O ar entra pela abertura do protetor facial para inflar a bolsa pulmonar, o que proporciona elevação visível do tórax em resposta às ventilações de RCP administradas.
- Os protetores faciais/bolsas pulmonares são dimensionados especificamente para caber em cada manequim profissional Prestan (adulto/criança/bebê) e não são intercambiáveis entre os diferentes tamanhos de manequim.
- A parte do protetor facial cobre a boca do manequim. Ele permanece no lugar prendendo as pontas nos botões localizados em cada lado da cabeça, sob as orelhas.
- A parte da bolsa pulmonar é colocada no tórax do manequim (sob a pele do tronco) e é preenchida com ar proveniente das respirações de RCP administradas. Isso fornece uma elevação visual do tórax para o aluno.
- Os protetores faciais/bolsas pulmonares devem ser trocados dependendo de como são usados:
 - Se as respirações estiverem sendo administradas pela boca, diretamente ou através de um adaptador de máscara de resgate, o protetor facial/bolsa pulmonar deve ser trocado entre as aulas devido ao acúmulo de bactérias causadoras de umidade dentro do pescoço e da bolsa. Esta mudança é recomendada tanto para fins sanitários quanto de desempenho.
 - Se as respirações estiverem sendo administradas por um reanimador manual (BVM/bolsa de Ambu), não há necessidade de trocar o protetor facial/bolsa pulmonar.
- Quando um manequim for compartilhado por mais de um aluno, recomenda-se que cada aluno receba seu próprio protetor bucal higiênico e descartável:

Se o contato direto com a boca estiver sendo usado para aplicar respirações de RCP, os alunos deverão receber seu próprio protetor facial (PP-AFS-50) (vendido separadamente e descartável). O protetor facial pode ser colocado sobre o protetor facial/bolsa pulmonar já instalado na boca do manequim na vez do aluno aplicar as ventilações. Protetores faciais genéricos e não ajustados também podem ser usados, mas podem deslizar pela boca e possivelmente cobrir a abertura da boca se não forem mantidos no lugar. Se máscaras de resgate estiverem sendo usadas para aplicar ventilações de RCP, os alunos deverão receber seu próprio adaptador de máscara de resgate (10076-PPA, 10076-PPA-50) (vendido separadamente e descartável). Os adaptadores podem ser inseridos em qualquer máscara padrão quando for a vez do aluno ventilar.

CLIQUE DE RCP

- O Clicker é o disco redondo no centro das costas do manequim.
- O Clicker funciona com compressões para fornecer um “clique” audível quando a profundidade de compressão atinge 5cm” (a compressão é capaz de continuar até uma profundidade de 6cm”).
- O Clicker envia um sinal ao Monitor de frequência de RCP (se tiver esse recurso) para permitir que ele forneça feedback sobre a velocidade de compressão (consulte Monitor de frequência de RCP – Guia).

MONITOR DE FREQUÊNCIA DE RCP - GUIA

O Monitor de frequência de RCP (requer duas (2) pilhas 'AA'; não incluídas) é um recurso de feedback patenteado que vem pré-instalado na área dos ombros do Manequim Profissional Adulto Prestan. Se você adquiriu um manequim adulto profissional Prestan sem o monitor de frequência de RCP e posteriormente decidir que deseja esse recurso - ele pode ser adquirido e instalado separadamente entrando em contato com seu distribuidor autorizado Prestan.

O monitor de frequência de RCP do manequim de treinamento profissional Prestan tem uma maneira única de monitorar a profundidade e a frequência das compressões:

Na primeira compressão todas as quatro luzes no ombro superior esquerdo acenderão indicando que as luzes estão funcionando. (Figura 1)

Se as luzes não acenderem, certifique-se de que a profundidade da compressão seja suficientemente profunda (você ouvirá um clique). As luzes não funcionarão se o aluno não estiver comprimindo o manequim corretamente.

Assim que o aluno iniciar as compressões torácicas, a luz amarela e a verde se apagarão e, de zero a menos de 60 compressões por minuto, a luz vermelha acenderá. (Figura 2)

À medida que o aluno aumenta a frequência de compressões e atinge 60 compressões por minuto, uma luz amarela acenderá até que o aluno atinja 80 compressões por minuto. (Figura 3)

À medida que o aluno aumenta a taxa de compressões e atinge 80 compressões por minuto, a primeira luz verde acenderá até que o aluno atinja 100 compressões por minuto. (Figura 4)

Quando o aluno atinge 100 compressões por minuto, uma segunda luz verde acende, indicando que a frequência recomendada foi atingida. (Figura 5)

Caso o aluno diminua a velocidade, uma das luzes verdes se apagará indicando que o aluno precisa aumentar a taxa de compressões.

Caso as compressões excedam 120 por minuto, uma luz amarela piscará rapidamente indicando que o limite recomendado foi atingido. (Figura 6)

Procure sempre manter a velocidade recomendada entre 100 e 120 compressões por minuto conforme indicado pelas 2 luzes verdes.

Caso a profundidade de compressão do aluno não esteja correta, a qualquer momento todas as luzes se apagarão e a luz vermelha piscará.



Figure 1




Figure 2; <60 cpm



Figure 3; 60-80 cpm




Figure 4; 80-100 cpm




Figure 5; 100-120 cpm



Figure 6; >120 cpm

INSTALAÇÃO DO PROTETOR FACIAL/BOLSA PULMONAR

1. Destrave o torso do Manequim Profissional Prestan abrindo as ‘abas’ localizadas na parte superior dos ombros (Figura 1). Levante cuidadosamente a estrutura do tronco aberta pelo pescoço. **Nota: Não puxe as abas (além de abrir a trava). Fazer isso pode quebrar as abas ou esticar a moldura com o tempo, prejudicando a função de travamento.**




Figure 1

2. Prenda a cabeça ao tronco colocando o pescoço da cabeça nos dois fusos na parte do pescoço do tronco (Figura 2).




Figure 2

3. Dobre a parte da bolsa pulmonar do protetor facial/bolsa pulmonar (Figuras 3a-3d):

- O protetor facial/bolsa pulmonar tem quatro “linhas pontilhadas” impressas em um lado da bolsa (junto c/ uma oval)
- Usando as quatro linhas pontilhadas, dobre o protetor facial/bolsa pulmonar em quatro, seguindo o diagrama abaixo




Figura 3a




Figura 3b




Figura 3c




Figura 3d

4. Incline a cabeça do manequim para trás (Figura 4).
5. Insira a bolsa pulmonar dobrada na boca do manequim (Figura 5).
6. Empurre a bolsa pulmonar para dentro da boca até que o saco saia pelo pescoço do manequim (Figura 6).
7. Segure a bolsa pulmonar e termine de puxá-la pelo pescoço do manequim (Figura 7).
8. Fixe as abas do protetor facial aos “botões” localizados na lateral da cabeça do manequim (Figura 8).
9. Puxe levemente a bolsa pulmonar para baixo para ajudar a abrir o orifício bucal no protetor facial.
10. Em seguida, posicione a bolsa pulmonar no topo da placa de compressão (a peça circular de plástico rígido encontrada na parte superior do núcleo de espuma do tronco) com a impressão circular na bolsa pulmonar alinhando-se com a placa de compressão (Figura 9).
11. Com o posicionamento adequado, o pescoço do protetor facial/bolsa pulmonar ficará frouxo. Certifique-se de que não esteja torcido.
12. Feche o tronco e prenda a trava empurrando as abas dos ombros até que se encaixem no lugar.




Figura 4




Figura 5




Figura 6




Figura 7



Figura 8




Figura 9

GUIA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

SINTOMA	POSSÍVEIS QUESTÕES OU COMENTÁRIOS	SOLUÇÕES
CPR Rate Monitor		
Não é possível encontrar o monitor de frequência de RCP (monitor) – sem luzes na área dos ombros	<ul style="list-style-type: none"> Você comprou um manequim adulto profissional Prestan sem o monitor de frequência de RCP 	<ul style="list-style-type: none"> Se você estava esperando um manequim monitorado, verifique com o distribuidor onde comprou o manequim para garantir que recebeu o valor pelo qual pagou. Nota: Os monitores de frequência de RCP podem ser adquiridos separadamente de seu distribuidor autorizado Prestan
<p>As luzes do monitor de frequência de RCP (monitor) não estão funcionando propriamente. Para ajudar a entender como o monitor funciona, observe que as luzes do monitor são alimentadas por uma pequena corrente gerada pelo Clicker.</p> <p><i>Siga as dicas de solução de problemas à direita na ordem em que estão listadas para melhor resultados</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> As compressões torácicas não são profundas o suficiente para sinalizar o Monitor com poeira plástica, interrompendo o sinal para o Monitor As baterias não estão instaladas, precisam ser substituídas ou não estão inseridas corretamente no monitor de frequência de RCP A conexão Clicker-Monitor está quebrada pode estar obstruída O Clicker pode estar obstruído com poeira plástica, interrompendo o sinal para o Monitor O Clicker e/ou o Monitor precisam ser substituídos 	<ul style="list-style-type: none"> Comprima o tórax até que o clique seja audível no Clicker a 5cm-6cm Instale ou substitua as baterias no monitor (parte traseira do manequim, área do ombro esquerdo) – requer 2 baterias AA (1,5 V) Na parte traseira do manequim, remova a longa e estreita cobertura de fio entre o Clicker e o Monitor – aperte os conectores para desconectar os fios e depois reconecte para garantir as comunicações do Clicker-Monitor Remova o Clicker e sopre a poeira – em seguida, substitua o Clicker e reconecte ao Monitor Troque os clickers e Monitores com manequins funcionais (se disponíveis) para determinar se o Clicker (RPP- ACLICK1) ou o Monitor (RPP- AMON-1) precisa ser substituído*
As luzes do monitor de frequência de RCP (monitor) estão todas acesas	<ul style="list-style-type: none"> As baterias estão fracas 	<ul style="list-style-type: none"> Substitua as baterias
A luz vermelha do monitor de frequência de RCP (monitor) está piscando	<ul style="list-style-type: none"> Isso é normal após a substituição das baterias ou após a pausa do manequim – pode piscar até 16 vezes para indicar o status de pronto 	<ul style="list-style-type: none"> Iniciar ou retomar as compressões – o piscar irá parar e os sinais de frequência de feedback começarão

* Entre em contato com seu Distribuidor Autorizado Prestan para comprar a peça de reposição ou recebê-la gratuitamente se o manequim estiver dentro do período de garantia de 3 anos da Prestan e for um reparo qualificado na garantia.

GUIA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS (Continuação)

SINTOMA	POSSÍVEIS QUESTÕES OU COMENTÁRIOS	SOLUÇÕES
Torso e Protetor Facial/Bolsa Pulmonar		
Não consegue ouvir um clique ao fazer compressões	<ul style="list-style-type: none"> A posição da mão e/ou o ângulo de compressão podem estar incorretos As compressões podem não ser profundas o suficiente para ativar o clicker O clicker pode estar quebrado 	<ul style="list-style-type: none"> Confirme o posicionamento correto da mão e comprima diretamente acima do manequim Comprimir entre 5 e 6 centímetros de profundidade Substitua o Clicker na parte de trás do manequim (RPP-ACLICK-1)*
O peito não sobe quando as ventilações são aplicadas	<ul style="list-style-type: none"> A cabeça não está inclinada para trás o suficiente para abrir as vias aéreas A proteção facial não está instalada A Bolsa Pulmonar pode estar danificada ou rasgada (Observação: há furos no pescoço da Bolsa Pulmonar para Adultos por design para permitir a desinsuflação) A bolsa pulmonar não está plana ou posicionada corretamente sobre a placa de compressão e/ou o pescoço da bolsa está torcido A bolsa pulmonar acumulou umidade no pescoço, o que pode fazer com que as laterais grudem e impeçam a passagem de ar 	<ul style="list-style-type: none"> Empurre a testa e/ou levante o queixo para inclinar a cabeça para trás o suficiente para abrir as vias aéreas Fixe o protetor facial nos “botões” na lateral da cabeça do manequim, abaixo das orelhas Sobre no protetor facial/bolsa pulmonar enquanto ele estiver fora do manequim para garantir que ele infle adequadamente; caso contrário, descarte-o e use outro protetor facial/bolsa pulmonar Revisite as instruções para instalação de um protetor facial/bolsa pulmonar anteriormente neste manual Um novo protetor facial/bolsa pulmonar deve ser instalado após cada aula, ou com mais frequência, se necessário, devido ao acúmulo excessivo de umidade
<p>O tronco do manequim não permanecerá fechado</p> <p>O tronco do manequim abre quando as respirações são aplicadas</p>	<ul style="list-style-type: none"> As travas com abas nos ombros podem não estar fechadas com segurança A estrutura do tórax pode ser esticada devido à abertura inadequada do tronco As travas com abas nos ombros estão quebradas devido à abertura inadequada do tronco 	<ul style="list-style-type: none"> Fechas as abas nos ombros – um estalo será ouvido quando as abas dos ombros estiverem devidamente travadas Abra o tronco e tente reverter o quadro esticado empurrando-o na direção oposta A estrutura do tronco precisa ser substituída (RPP-AFRAME-1)*

GUIA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS (Continuação)

SINTOMA	POSSÍVEIS QUESTÕES OU COMENTÁRIOS	SOLUÇÕES
Torso		
Chocalho no peito	<ul style="list-style-type: none">A luva de compressão pode estar quebrada	<ul style="list-style-type: none">Substitua a luva no tórax pela peça RPP-ACOM-1 (o conjunto de compressão inclui placa torácica, mola, manga e clicker)*
A placa torácica está quebrada	<ul style="list-style-type: none">Normalmente resulta de uma combinação de posicionamento incorreto (não centralizado) da mão, ângulo de compressão não diretamente para baixo e/ou força de compressão excessiva	<ul style="list-style-type: none">Substitua a placa torácica por RPP-ACOM-1 (o conjunto de compressão inclui placa torácica, mola, luva e clicker)*

* Entre em contato com seu Distribuidor Autorizado Prestan para comprar a peça de reposição ou recebê-la gratuitamente se o manequim estiver dentro do período de garantia de 3 anos da Prestan e for um reparo qualificado na garantia

GARANTIA

Garantia limitada por três anos

1. **COBERTURA DE GARANTIA:** Prestan oferece uma GARANTIA LIMITADA contra quaisquer defeitos de fabricação ou materiais sob uso normal em relação ao seu MANEQUIM DE TREINAMENTO PRESTAN.
2. **PERÍODO DE GARANTIA:** Prestan garante o MANEQUIM DE TREINAMENTO PRESTAN por três (3) anos a partir da data de compra. Qualquer componente do MANEQUIM DE TREINAMENTO PRESTAN que apresentar defeito dentro de trinta e seis (36) meses a partir da data de compra será reparado ou substituído, a critério da Prestan, gratuitamente para o proprietário. O proprietário é responsável pelas taxas de envio e manuseio para o local designado pela Prestan
3. **RESPONSABILIDADES DO GARANTIDO:** A Prestan reparará ou substituirá (a critério da Prestan) um componente defeituoso garantido, sujeito às disposições da Seção 2, sem custos, exceto para custos de transporte. O ÚNICO E EXCLUSIVO RECURSO DO PROPRIETÁRIO CONTRA PRESTAN SERÁ O REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTOS DEFEITUOSOS, CONFORME AQUI FORNECIDO. O reparo ou substituição de qualquer componente de qualquer MANEQUIM DE TREINAMENTO PRESTAN não estende esta garantia limitada nem inicia um novo período de garantia limitada.
4. **GARANTIA DE NEGAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA E OUTRAS LIMITAÇÕES:**
 - a. A Prestan reserva-se o direito de recusar o serviço de garantia ou substituição quando a falha do produto for devido ao uso indevido, manuseio incorreto, aplicação incorreta, acidente, negligência, instalação inadequada, modificação, uso de peças ou acessórios não autorizados, ajustes ou reparos realizados por qualquer pessoa que não seja a Prestan, seu agente autorizado ou quaisquer outras causas além de defeito de fabricação ou material.
 - b. Esta garantia limitada não cobre abrasão, uso anormal, danos causados por manuseio incorreto, negligência ou modificação não autorizada. Esta garantia será anulada se o MANEQUIM DE TREINAMENTO PRESTAN for alterado estruturalmente.
 - c. O proprietário deve fornecer comprovante da data de compra, local de compra e preço de compra para obter serviço sob esta garantia limitada.
 - d. Prestan não oferece nenhuma garantia além daquela aqui contida. Nenhum agente, representante, revendedor ou funcionário da Prestan tem autoridade para alterar as obrigações ou limitações desta garantia limitada.
5. **LIMITAÇÕES DE GARANTIAS E DANOS IMPLÍCITOS:**
 - a. Toda e qualquer garantia implícita no MANEQUIM DE TREINAMENTO PRESTAN, INCLUINDO QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM, NÃO EXCEDERÁ EM DURAÇÃO OS RESPECTIVOS TERMOS DESTA GARANTIA LIMITADA QUE COMEÇA NA DATA DE COMPRA. Alguns estados não permitem limitações sobre a duração de uma garantia implícita, portanto a limitação acima pode não se aplicar a você.

PRESTAN NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQUENTES DECORRENTES DO USO DO MANEQUIM DE TREINAMENTO PRESTAN OU DA VIOLAÇÃO DESTA OU DE QUALQUER OUTRA GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA. Alguns estados não permitem a exclusão ou limitação de danos incidentais ou consequenciais, portanto a limitação ou exclusão acima pode não se aplicar a você. Todo e qualquer dano concedido por qualquer violação desta garantia limitada será limitado ao valor do preço de compra.
6. **SERVIÇO DE GARANTIA.** Para obter serviço de garantia, entre em contato com seu Distribuidor Autorizado Prestan ou, para obter informações sobre Prestan, visite nosso website em www.prestanproducts.com.
7. **DIREITOS SOB A LEI ESTADUAL:** Esta garantia oferece direitos legais específicos e você pode ter outros direitos que variam de estado para estado