



## DIGITAL EYE AND EAR EXAMINATION TRAINER SET, WHITE

### Description

#### Características:

Vantagem de economia de custo como um conjunto de dois modelos, Simples de configurar e usar, 48 condições de ouvido, 36 condições de olho, ecrãs digitais de alta resolução, fácil de usar, controle digital para condições de olho e ouvido, tampa de exame para ocultar exibições de números de condição, Bateria ou corrente mundial compatível com energia, Modo de suspensão para economizar energia.

#### Condições apresentadas:

- Retinopatia diabética
- Retinopatia Diabetica em Fundo
- Maculopatia
- Retinopatia diabética pré-proliferativa
- Retinopatia Diabetica Proliferativa
- Disco de novos navios
- Laser
- Fotocoagulação
- Inavaliável

#### Condições importantes e retinianas comuns:

- Normal
- Glaucoma
- Papilloedema
- Atrofia Óptica
- Degeneração macular relacionada à idade (seca)
- Retinopatia Hipertensiva
- Oclusão da veia da retina central
- Oclusão da artéria retinal central

- 
- Drusen
  - Retinite Pigmentosa
  - Fibras nervosas mediadas
  - Miopia alta
  - Oclusão da veia retiniana

### **Condições importantes e menos comuns da retina:**

- Oclusão de veia pré-retiniana
- Hemorragias Retinais Múltiplas
- Descolamento da retina
- Raias Angioid
- Disco de Benigno Neavus
- Melanoma maligno
- Hemorragia Macular
- Naevus coroidal
- Cicatriz Macular (Toxoplasma)
- Retinite por citomegalovírus
- Lipaemia Retinalis
- Medusa Head
- Crescente miopico – Vasos coroidais normais
- Respiração de hemorragia sub-hialida
- Queimadura Macular

### **Condições de ouvido e doenças apresentadas digitalmente para o ouvido direito do paciente:**

- Normal I
- Normal II
- Cera de ouvido (Cerumen)
- Osteoma do nadador
- Orelha fúnebre I
- Otite Fúngica II
- Orelha viral aguda
- Otite média secreta aguda I
- Resolvendo otite média secreta
- Otite média secreta aguda II
- Otite média secreta aguda III
- Perforação após uma Otite média sutavel aguda (ASOM)
- Otite Secretora Infantil
- Glue orelha em uma criança com um cisto dermoide no erão
- Orelha adesiva para adultos
- Um tubo de ventilação padrão na membrana
- Mini Grommet infectado com Otite Externa Secundário a uma descarga de Mucus
- Tubo de ventilação permanente no lugar
- Perforação grande da membrana timpânica
- Perforação Posterior da Membrana Tímpana

- 
- Duas pequenas perfurações traumáticas seguindo um sopro na orelha
  - Perfuração Subtotal da Membrana Tímpana
  - Perfuração com timpanosclerose
  - Cicatriz de Grommet Recuperada.
  - Timpanosclerose da Membrana Tímpana
  - Retração Posterior
  - Retração no Processo Longo do Incus
  - Retração com Perda de Longo Processo do Incus e Keratin Trail
  - Retração com perda do Processo Longo do Incus
  - Bolsa de Retracção Posterior em Bulbo Jugular e com Fluido Médio de Orelha
  - Retração com início da queratina
  - Retração do sótão da infância
  - Retração do ápice profundo
  - Retenção ática Acumulação Queratina – Colesteatoma subjacente
  - Acumulação extensiva com colesteatoma na orelha média
  - Colesteatoma molhado
  - Caverna Mastoide Reconstruída Seca Limpa
  - Caverna Mastoide de Estilo Antigo com Colesteatoma Residual
  - Caverna Mastoide com Fístula no Canal Semicircular Lateral
  - Colesteatoma Congênito
  - Colesteatoma Congênito Grande
  - Colesteatoma de canal de orelha I
  - Colesteatoma de canal de orelha II
  - Keratosis Obturans
  - Tumores de Glomus Tympanicum
  - Tumor de Glomus Jugulare
  - Corpos estranhos
  - Pólipo Aural

**Inclui:**

- Manuais de instruções que descrevem os detalhes de cada condição
- Adaptadores de rede de baixa voltagem com fixações de tomadas em todo o mundo
- Base de ombro removível para modelo de orelha
- Malas de transporte rígidas

**Date Created**

setembro 18, 2022