



GERi™/KERi™ The Nursing Skills Manikins

Description

Funções principais de cada Manequim Básico, Completo, Avançado, Auscultação e Auscultação Avançada GERi™ e KERi™:

- GERi™ tem aparência envelhecida com rugas e dobras cutâneas
- KERi™ não aparenta uma idade específica
- Leve — aproximadamente 12 kg
- Manequim adulto de tamanho natural — mede 1,6 m
- Aparência feminina, com conversão simples para o sexo masculino, com remoção da peruca e fixação dos órgãos genitais masculinos

Inspeção Visual:

- Nevo (pequena mancha marrom) normal e canceroso
- Úlcera sacral em estágio 1
- Pupilas dilatadas e contraídas
- Dobras de pele avermelhadas

Simulação de Cuidados com o Paciente:

- Enfaixamento e curativo de feridas
- Banhos no leito
- Trocas de roupas
- Colocação e remoção de dentaduras – superior e inferior
- Irrigação do canal auditivo, gotas óticas e colocação de aparelho auditivo
- Irrigação dos olhos
- Manipulação dos dedos das mãos e dos pés
- Cuidados com lavagem e penteado dos cabelos
- Locais de injeção intramuscular – braço, coxa, nádega
- Higiene oral e nasal – lavagem, gavagem e sucção
- Cuidados de ostomia — manutenção dos tecidos de ileostomia e colostomia e

-
- aplicação do aparelho de lavagem e sucção
 - Posicionamento do paciente
 - Técnicas de transferência de pacientes
 - Cuidados com períneo
 - Amplitude de movimento
 - Cuidados com traqueostomia – lavagem e sucção

GERi™ Básico LF04040U e KERi™ Básico LF04021U – Lista de componentes e números das peças:

- Genitália masculina e feminina M: LF04109U; F: LF04110U
- Peruca GERi™: LF04087U KERi™: LF04086U
- Dentaduras LF04085U
- Aparelhos auditivos LF04090U
- *Seringa de 12 cc

GERi™ Completo LF04001U e KERi™ Completo LF04020U – Lista de componentes e números das peças:

- Genitália masculina e feminina M: LF04075(N)U; F: LF04076(N)U
- Peruca GERi™: LF04087U KERi™: LF04086U
- Dentaduras LF04085U
- Aparelho auditivo LF04090U
- *Seringa de 12 cc
- Spray lubrificante LF03644U
- Bacia de drenagem de fluido SB14936U
- Bolsa reservatório estômago LF04098U
- Bolsa reservatório bexiga LF04095U
- Luva de pressão para reservatório bexiga LF04097U
- Cateter Foley de silicone 16 FR LF01127U
- *Seringa de 140 cc
- Bolsa reservatório enema LF04096U

Características Adicionais:

Inclui todas as principais características do Geri™/Keri™ Básico com a adição de reservatórios internos de fluido

- Procedimentos de gastrostomia – lavagem e gavagem
- Administração de enema com genitália feminina
- Cateterismo urinário – genitálias feminina e masculina não circuncidada
- Esfregaços de Papanicolau e lavagem
- Exame de próstata estágio B
- Colocação de tubo nasogástrico

GERi™ Avançado LF04030U e KERi™ Avançado LF04022U – Lista de componentes e números das peças:

- Genitália masculina e feminina M: LF04075(N)U; F: LF04076(N)U
- Peruca GERi™: LF04087U ERI™: LF04086U
- Dentaduras LF04085U
- Aparelho auditivo LF04090U
- *Seringa de 12 cc
- Spray lubrificante LF03644U
- Bacia para drenagem de fluido SB14936U
- Bolsa reservatório estômago LF04098U
- Bolsa reservatório bexiga LF04095U
- Luva de pressão para reservatório bexiga LF04097U
- Cateter Foley de silicone 16 FR LF01127U
- *Seringa de 140 cc
- Bolsa reservatório enema LF04096U
- Braço direito para treinamento IV LF04080U
- *500 ml de sangue artificial em pó
- *2 bolsas de fornecimento de fluido (500 ml cada) com 2 grampos
- *Seringa de 3 cc
- *Agulha 22-ga
- *Jogo de borboletas
- *Toalha branca de duas camadas (2)
- Braço esquerdo para treinamento de pressão arterial LF04079U
- Unidade de controle eletrônica LF01096U
- Esfigmomanômetro LF01073U
- *6 baterias “AA”

Características Adicionais:

Inclui todas as principais características do Geri™/Keri™ Básico e Completo com a adição de braços direito e esquerdo para IV e PA

- Braço direito de treinamento IV tem um local de injeção intramuscular no ombro, pele substituível e veias que se estendem quando palpadas – flashback realista confirma a colocação correta da agulha
- Braço esquerdo de treinamento da pressão arterial produz os cinco sons de Korotkoff e permite que o instrutor varie entre os níveis sistólico e diastólico, frequência de pulso, volume e hiato auscultatório
- Braços direito e esquerdo padrão com locais de injeção intramuscular também estão incluídos

GERi™ Auscultação LF04003U e KERi™ Auscultação LF04023U – Lista de componentes e números das peças:

- Genitália masculina e feminina M: LF04075(N)U; F: LF04076(N)U
- Peruca GERi™: LF04087U KERi™: LF04086U
- Dentaduras LF04085U
- Aparelho auditivo LF04090U
- *Seringa de 12 cc

-
- Spray lubrificante LF03644U
 - Bolsa reservatório estômago LF04098U
 - Bacia para drenagem de fluidos SB14936U
 - Bolsa reservatório bexiga LF04095U
 - Luva de pressão para reservatório bexiga LF04097U
 - Cateter Foley de silicone 16 FR LF01127U
 - *Seringa de 140 cc
 - Bolsa reservatório Enema LF04096U
 - SmartScope™ estetoscópio com cabeçotes simples e duplos LF01144U
 - Controle remoto com display LCD LF01148U
 - *2 baterias “AA” e 2 “AAA”
 - *Eletrodos embebidos em álcool (50)
 - *8 folhas de adesivos circulares verdes e azuis
 - *2 cartões-chave laminados

Características Adicionais:

Inclui todas as principais características do GERi™/KERi™ Complete com a adição de torso para ausculta, SmartScope™ estetoscópio para ausculta.

- Seis locais de coração anteriores com 12 doenças cardíacas
- Cinco locais pulmonares anteriores, seis posteriores superiores, quatro inferiores posteriores, dois axilares médios com 12 doenças pulmonares

GERi™ Auscultação Avançada LF04005U e KERi™ Auscultação Avançada LF04026U**– Lista de componentes e números das peças:**

- Genitália masculina e feminina M: LF04075(N)U; F: LF04076(N)U
- Peruca GERi™: LF04087U KERi™: LF04086U
- Dentaduras LF04085U
- Aparelho auditivo LF04090U
- *Seringa de 12 cc
- Spray lubrificante LF03644U
- Bolsa reservatório estômago LF04098U
- Bacia para drenagem de fluidos SB14936U
- Bolsa reservatório bexiga LF04095U
- Luva de pressão para reservatório bexiga LF04097U
- Cateter Foley de silicone 16 FR LF01127U
- *Seringa de 140 cc
- Bolsa reservatório enema LF04096U
- Braço direito para treinamento IV LF04080U
- *500 ml de sangue artificial em pó
- *2 bolsas de fornecimento de fluido (500 ml cada) com 2 grampos
- *Seringa de 3 cc
- *Agulha de 22-ga
- *Conjunto de borboletas
- *Toalha branca de 2 camadas (2)

- Braço esquerdo para treinamento de pressão arterial LF04079U
- Unidade de controle eletrônica LF01096U
- Esfigmomanômetro LF01073U
- 6 baterias “AA” SB10828U
- SmartScope™ com cabeçotes simples e duplos LF01144U
- Controle remoto com display LCD LF01148U
- *2 baterias “AA” e 2 “AAA”
- *Eletrodos embebidos em álcool (50)
- *8 folhas com adesivos circulares verdes e azuis
- *2 cartões-chave laminados

Características Adicionais:

Inclui todas as principais características do GERi™/KERi™ Avançado e Auscultação

GERi™/KERi™, possuem amplitude de movimento superior – os manequins GERi™/KERi™ oferecem a mais completa e realista gama de movimentos sem pontos de esmagamento. Isto permite o posicionamento correto do paciente. A articulação do manequim inclui:

- Tronco – rotação, hiperextensão
- Ombro – abdução, adução, rotação, hiperextensão
- Cotovelo – extensão, flexão, pronação, supinação
- Pulso – flexão, hiperextensão, flexão radial, flexão ulnar
- Dedos – abdução, adução, flexão (material macio e realista)
- Pescoço – rotação, hiperextensão, flexão lateral
- Quadril — abdução, adução, rotação, hiperextensão
- Joelho – extensão, flexão
- Tornozelo – eversão, inversão, dorsiflexão, flexão plantar
- Dedos do pé – abdução, adução, flexão (material macio e realista)

Date Created

setembro 18, 2022