



Kit Instrutor 3

Description

Conteúdo detalhado do produto do kit do instrutor PRESTAN

- (2) Manequim adulto profissional com feedback de RCP (1 pele média e 1 pele escura)
- (2) Manequim infantil profissional com feedback de RCP (1 pele média e 1 pele escura)
- (2) AED UltraTrainer® (Inglês/Espanhol)
- (2) Acessório Feminino (1 Pele Média e 1 Pele Escura)
- (2) Camisa de treinamento de manequim de RCP para adultos
- (2) Camisa de treinamento de manequim de RCP infantil
- (50) Protetor facial/bolsa pulmonar para adultos
- (50) Protetor facial infantil/bolsa pulmonar
- (2) Máscara de válvula de bolsa para adulto
- (2) Máscara com válvula de bolsa infantil
- (4) Almofada de Joelho PRESTAN
- (1) Bolsa de transporte com rodas de rolo e alça telescópica

Monitor de taxa de RCP de manequim profissional PRESTAN

Todos os manequins profissionais PRESTAN estão disponíveis com um revolucionário monitor de taxa de RCP que permite feedback instantâneo para instrutores e alunos. O feedback visual do

monitor de taxa de RCP dá aos alunos uma sensação real de entregar 100-120 compressões por minuto. As luzes sinalizam continuamente a progressão da taxa, confirmando que as compressões estão dentro da faixa de 100-120 cpm recomendada pelas Diretrizes da Indústria. A luz amarela piscará se o limite superior de 120 cpm for excedido, alertando os alunos para diminuir a velocidade. Os instrutores podem monitorar vários alunos de forma rápida e fácil.


Além do Monitor de Taxa de RCP visual, os alunos também ouvirão um som de clique quando o peito for empurrado até a profundidade apropriada de 2,0 a 2,4 polegadas, permitindo que eles sintam a verdadeira força necessária para aplicar compressões torácicas reais.

Sleep Mode/No Power	
1st Full Compression (Wake mode/LED Test Mode)	
CPM* < 60	
CPM* 60 – 79	
CPM* 80 – 99	
CPM* 100 - 120	
CPM* > 120	
Compressions Stopped	

do separadamente para atualizar qualquer

*CPM = Compressions per minute

= Flashing



Date Created
outubro 28, 2024

Prática Brasil