



## Life/form® Advanced KERi™ Auscultation Manikin – Light

### Description

Nenhum outro manequim no mercado é tão realista e verdadeiro. O manequim inteiro tem características visuais únicas para reforçar a importância de inspecionar os pacientes e observar as mudanças na aparência. A detecção precoce dessas mudanças simplifica seu tratamento e melhora os resultados e a saúde do paciente.

### Características:

- Faixa completa de movimento realista, posicionamento realista do paciente e juntas não puxadas – move-se como uma pessoa
- Leve – aproximadamente 28 lbs.
- Manequim adulto em tamanho real – mede 58"
- Aparência feminina geral
- Converte-se para macho com remoção de peruca e fixação de órgãos genitais masculinos
- Posicionamento realista do paciente, flexibilidade e alcance superior do movimento
- Nenhum outro manequim apresenta movimentos tão naturais quanto o KERi™ para posicionamento do paciente, amplitude de movimento e flexibilidade do paciente. Todas as principais articulações têm movimento natural para proporcionar uma prática realista de tratamento do paciente
- Mãos e pés são feitos de material Life / form® macio e flexível para maior realismo: tornozelo – Eversão, Inversão, Dorsiflexão, Plantarflexão; Cotovelo – Extensão, Flexão, Pronação, Supinação; Dedos – Abdução, Adução, Flexão (material macio e realista); Hip – abdução, adução, rotação, hiperextensão; Joelho – Extensão, Flexão; Pescoço – Rotação, hiperextensão, flexão lateral; Ombro – Abdução, Adução, Rotação, Hiperextensão; Toes – Abdução, Adução, Flexão (material macio e realista); Tronco – Rotação, hiperextensão; Pulso – Flexão, hiperextensão, flexão radial, flexão ulnar
- Locais de Auscultação com Sons do Coração e Pulmão: Sites do Coração – Seis locais anteriores com 12 doenças cardíacas; Pulmão Sites – Cinco anteriores, seis

---

superiores posteriores, quatro inferiores posteriores e dois locais médio axilares com 16 condições pulmonares

### **35 procedimentos de cuidados ao paciente, dentre os quais estão:**

- Banho
- Mudanças na roupa
- Colocação e Remoção de Dentadura – Irrigação do Canal Alto e Inferior, Otic Drops e Canal Auditivo
- Olhos com pupilas midríase e miose
- Administração de Enema – Apenas Feminino
- Irrigação dos Olhos
- Manipulação de dedo e dedo do pé com bandagem – moldagem flexível e individualmente
- Procedimentos de Gastrostomia – Lavagem e Gavagem
- Cuidados com o cabelo Lavagem.
- Condições cardíacas: regurgitação aórtica, defeito septal atrial, estenose, sistólica, estenose mitral, normal, PDA, estenose pulmonar, galope S3, galope S4, clique sistólico e VSD
- Reservatórios internos de fluidos
- Intramuscular Injeção Sites – Braço, Coxa e Nádega
- O braço de treinamento de pressão sanguínea esquerda reproduz todos os cinco sons de Korotkoff e permite ao instrutor variar os níveis sistólico e diastólico, a frequência de pulso, o volume e a ausculta.
- Condições do pulmão: Bronquial, Bronchovesicular, Cavernoso, Grosso Crackle, Egophony, Fine Crackle, Friction Rub, Infant, Mono Wheeze, Normal, Pectoriloquy, Edema Pulmonar, Ronco, Stridor, Vesicular e Wheeze
- Posicionamento de tubo nasogástrico
- Higiene Bucal e Nasal – Lavagem, Gavagem e Sucção
- Cuidados de Ostomia – Aplicação, Lavagem e Sucção de Manutenção e Aplicação de Tecidos de Ileostomia e Colostomia
- Papanicolau
- Posicionamento do paciente
- Técnicas de transferência de pacientes
- Cateterismo nasogástrico
- Exame da Próstata – Estágio B
- Dobras em pele avermelhada
- O braço de treinamento IV direito com um local de injeção intramuscular do ombro apresenta pele e veias substituíveis que rolam quando palpadas; flashback realista confirma a colocação adequada da agulha
- Úlcera Sacral da Fase 1
- Os braços padrão com locais de injeção intramuscular de ombro direito e esquerdo também estão incluídos
- Tratamento de Traqueostomia – Lavagem e Sucção
- Cateterização urinária – masculino e feminino

**Inclui:**

- Life/form® Advanced KERi™ Auscultation Manikin – Light
- Life/Form® 5 anos de garantia

*Não inclui mala de transporte*

**Date Created**

setembro 18, 2022

Prática Brasil