



## Life/form Blood Pressure Simulator (pele clara)

### Description

#### Características:

- Alto-falante externo opcional
- Unidade de controle redigna e durável
- Pulso radial palpável
- Procedimento de calibração simples
- Unidade de controle permite que o instrutor:
  - Ajuste a taxa de pulso
  - Selecione as configurações sistólica e diastólica
  - Ajuste o volume
  - Ativar ou desativar o espaço auscultatório
- Facilmente calibre a unidade para uso com qualquer esfigmomanômetro
- Estudantes:
  - Auscultate Korotkoff soa com qualquer estetoscópio através de um falante no braço
  - Verifique o pulso palpável no local radial
  - As pressões são ativadas na válvula de liberação
  - Pera da bomba
  - Leia as pressões no esfigmomanômetro
  - Use o procedimento normal para colocar o manguito no braço

#### Inclui:

- Braço de pressão sanguínea Life/form® com alto-falante embutido
- Esfigmomanômetro
- Unidade de controle eletrônico
- Seis pilhas AA
- Manual de instruções
- Bolsa maleável de transporte

**Não é necessário nenhum estetoscópio especial (estetoscópio não incluído).**

**Date Created**  
setembro 18, 2022

Prática Brasil