



## Venipuncture Injection Arm-Right

### Description

Pode ser usado na prática quando a punção venosa de retorno de fluido não é essencial, e é adequado para demonstrações aliados IV e prática (flexão, limpeza,).

As injeções intramusculares podem ser aplicadas na região deltoide. A pele e espuma subjacente pode ser cortado para a prática de sutura. Este braço prático e leve fornece uma sensação mais realista do que os modelos mais pesados no mercado, e faz com que seja mais fácil de transportar para treinamento e demonstrações.

- Recomenda-se que nenhum líquido ser injetado este braço.
- Tamanho: 32 "x 7" x 7
- Garantia de cinco anos.

### Date Created

setembro 18, 2022