



Life/formÂ® Deluxe Blood Pressure Simulator with Speaker System

Description

Características:

- Unidade de controle durável
- Pulso radial palpável
- Procedimento de calibração simples
- Alto-falante externo
- Unidade de controle permite que o instrutor:
- Selecione as configurações sistólica e diastólica
- Ajuste o volume
- Ativar ou desativar o espaço auscultatório
- Ajuste a taxa de pulso
- Facilmente calibre a unidade para uso com qualquer esfigmomanômetro

Estudantes:

- Use o procedimento normal para colocar o manguito no braço
- Verifique o pulso palpável no local radial
- Punho da bomba
- As pressões são ativadas na válvula de liberação
- Leia as pressões no esfigmomanômetro
- Auscultate Korotkoff soa com qualquer estetoscópio através de um falante no braço

Date Created

setembro 18, 2022