



Life/Form Ear Examination Simulator / 50-107

Description

Características:

- A textura flexível e realista das orelhas requer a mesma manipulação ao usar o otoscópio, conforme requerido em um paciente vivo
- Exercícios de irrigação e limpeza realistas são possíveis com os dois tubos de cera de cera sintética fornecidos com o simulador

Inclui:

- Membrana timpânica normal
- Otite média mucosa
- Otite média serosa com nível de fluido
- Otite média crônica com perfuração
- Membrana timpânica normal com canal auditivo inclinado
- Orelha normal sem foto para o exercício de remoção de cera
- Dois tubos de cera sintética
- CD de imagem e instruções
- Estojo rígido
- Garantia de cinco anos

Date Created

setembro 18, 2022