



## Life/form® Full Body “Airway Larry” with Light Controller

### Description

O RCP infantil pode ser praticado alterando as molas de compressão e deslizando o interruptor no controlador da luz. Manequim simula um paciente não anestesiado para praticar intubação, ventilação, sucção e técnicas de RCP. A anatomia realista e os marcos incluem dentes, língua, faringe oral e nasal, laringe, epiglote, cordas vocais, traqueia, pulmões, esôfago e estômago

### Características:

- O manequim permite que você pratique intubação oral, digital e nasal
- As técnicas de sucção e a inflação adequada do manguito também podem ser praticadas e avaliadas
- A aplicação da pressão à cartilagem cricoide altera a posição da traquéia e fecha o esôfago, permitindo uma prática realista da manobra de Sellick.
- Pulso carotídeo manual
- Ao usar uma unidade eletrônica, selecione um dos quatro modos (taxa de compressão, profundidade de compressão, duração da ventilação, volume de ventilação), pressionando o interruptor indicado
- O desempenho de cada habilidade é exibido separadamente, enquanto as médias são armazenadas na memória (Apenas unidades de impressora e memória)
- As unidades são projetadas para alternar automaticamente entre os modos de compressão e ventilação
- Pulmões bifurcados
- Abdômen flexível para procedimento de via aérea obstruída
- Cabeça com construção durável e de uma peça
- Atualize com qualquer componente modular listado abaixo
- Jaw thrust
- Pontos de xifóide, umbigo e mamilos
- Pontos de referência palpáveis ??para a colocação das mãos

### Date Created

setembro 18, 2022