



## Life/form GERi and KERi Optional Edema Foot with Deep Tissue Injury Light / 50-975

### Description

#### Características:

- O pé usa almofadas de tecido simuladas reais para demonstrar Etapas 1+ até 4+ bem como um estágio de edema conhecido como edema musculoso.
- Pressionar na superfície da pele pode deixar uma lesão que não se recupera imediatamente quando a pressão é liberada ou pode não se recuar sob pressão, dependendo de qual almofada de tecido é colocada no pé
- Uma lesão de tecido profundo também está presente

#### Inclui:

- Pé que se liga facilmente a qualquer manequim de cuidados com pacientes geri™ ou KERi
- Cinco almofadas intercambiáveis que representam um estágio íntegro e quatro estágios de edema e um cartão de chave de instruções
- Garantia de cinco anos

#### Date Created

setembro 18, 2022