



Life/form Interactive ECG Simulator with Posts / 30-103

Description

Características:

- Pode ser administrado o choque de desfibrilação no manequim ou diretamente no simulador.
- Pratique a operação de seu desfibrilador/marca-passo externo sem um manequim. Conecte o desfibrilador/marca-passo externo ao simulador utilizando adaptadores
- O circuito embutido lhe permite desfibrilar diretamente no simulador ECG e observar os ritmos de ECG pelo conector PADS
- Função de conversão, selecione outro ritmo para ocorrer imediatamente após a descarga de desfibrilação
- Pode ser realizado em desfibrilafor de qualquer fabricante com a utilização de adaptadores
- Função de economia de energia desliga o simulador automaticamente quando não em uso
- Gera ritmos realistas utilizando 3 ou 4 vias
- As morfologias de sinal RA, LA, e LL criam representações precisas dos eixos QRS, P, e T
- Requer uma bateria alcalina de 9 V

Ondas disponíveis para ritmo incluem:

- Lentidão Senoidal
- Lentidão Juncional
- Bloqueio de segundo grau tipo I A-V
- Bloqueio de segundo grau tipo II A-V
- Bloqueio de segundo grau tipo II A-V com PVCs
- Bloqueio de terceiro grau A-V

17 Ritmos Adultos/Pediátricos:

- V. Fib
- V. Taq (Rápido)
- V. Taq (Lento)
- V. Taq (Polimorfo)
- A Palpitação
- A Fib
- Taq Senoidal
- SVT
- Assistolia
- Seno com PVCs
- Lentidão Senoidal
- NSR
- Lentidão Juncional
- Bloqueio de segundo grau tipo I A-V
- Bloqueio de segundo grau tipo II A-V
- Bloqueio de segundo grau tipo II A-V com PVCs
- Bloqueio de terceiro grau A-V

Inclui:

- Interactive ECG Simulator
- Adaptador Marquette
- Adaptador Laerdal
- Adaptador Medtronic Physio
- Conjunto Pós-Peito
- Garantia de 3 anos

Compatível com:

- Todos os manequins CRISs adultos, crianças e bebês com superfície de desfibrilação

Date Created

setembro 18, 2022