



## Male Cath Simulator / 50-375

### Description

**Com este novo design de simulador de cateterismo pode ser praticado como em um paciente real:**

- Inserção de cateter lubrificado pelo orifício uretral, passando pela uretra até a bexiga;
- Quando a bexiga é corretamente atingida, a urina artificial flui pelo cateter;
- O aluno vai sentir as restrições normais causados pelas pregas da mucosa;
- Uretra bulbosa, e esfíncter uretral interno, imediatamente antes da entrada para dentro da bexiga.
- A prática ensina um posicionamento e movimento do pênis para permitir que o cateter passe facilmente com um mínimo de desconforto para o paciente.
- Tal como num paciente real, o balonete deve ser completamente esvaziado antes que o cateter seja removido;
- O uso inadequado de um cateter de Foley pode resultar em danos para o simulador, assim como ao usar um cateter de Foley com um paciente real.

### Inclui:

- Mala rígida de transporte
- Lubrificante
- Cateter de silicone
- Manual de instruções
- Suporte de fluido não incluído
- Cinco anos de garantia
- Tamanho da caixa: 44 x 30 x 25

**NOTA:** O Cateter Foley de silicone pode ser utilizado se um cuidado extremo for levado para insuflar a braçadeira só quando se encontra na posição correcta. Tal como num paciente real, o balonete deve ser completamente desinflado antes do cateter ser removido. O uso inadequado de um cateter Foley pode resultar em danos para o simulador, assim como ao usar um cateter de Foley com um paciente real.

**Assista ao vídeo!**

**Date Created**

setembro 18, 2022

Prática Brasil