



Pericardiocentesis Simulator / 50-112

Description

Características:

- O simulador possui um local de pneumotórax de tensão pressurizada e um local para a colocação cirúrgica de um tubo torácico funcional.
- A cor, o volume e a viscosidade do fluido podem ser controlados pelo instrutor.
- O manequim pode ser usado com qualquer unidade fechada de drenagem de vedação de água comercialmente disponível.
- A pericardiocentese pode ser realizada no espaço subxifóide esquerdo e no quinto espaço intercostal esquerdo.
- A colocação precisa da agulha permitirá a retirada do fluido do pericárdio simulado.

Inclui:

- Saco de reservatório de fluido
- Bomba de pé
- Almofadas de pele cirúrgicas
- Almofadas cirúrgicas subcutâneas
- Almofadas de treinamento de enfermeira
- Almofadas de pneumotorax
- Sangue simulado em pó
- Espessante de hidroxietilcelulose
- Pericárdio simulado
- Saco IV
- Mala rígida
- Garantia de cinco anos

Date

15 Jun 2025

Date Created

18 set 2022