



Life/form TERi Advanced Geriatric Trainer

## Description

## Instrutor Geriátrico Andrógeno TERi

Esteja pronto quando precisar entrar em ação!

Um abrangente instrutor de atendimento ao paciente idoso masculino/feminino para simulação médica. Evoluindo de nossos manequins de corpo inteiro GERiTM/KERiTM, o TERi tem uma aparência e uma sensação mais realistas, que representam com precisão a anatomia humana. O peso é distribuído para representar um paciente real para elevação e transporte.

**Cada versão é acessível e durável com itens atualizáveis:**

- Geriatric Patient Care Trainer 1 (LF04300) – Assistência geral ao paciente, plataforma de simulação de assistência diária.
- Geriatric Patient Skills Trainer 2 (LF04301) – Plataforma de simulação de prática de habilidades físicas com injeção IV, cateterismo, suporte cardiovascular e respiratório.
- Geriatric Patient Simulator 3 (LF04302) – Plataforma de simulação abrangente e completa, incluindo capacidade de monitoramento de pacientes.

Treinador Geriátrico Avançado TERi	
<b>Objetivo</b>	Delimitar opções de configuração do produto à luz dos currículos de treinamento do cuidado com o paciente idoso.



Genitália masculina e feminina					
Cuidados com a pele	Verruga normal e cancerosa				Moldada na pele do torso e pintada
	Úlcera de pressão estágio 1				Pintada na pele do torso
	Dobras avermelhadas na pele				Pintada na pele do torso
	Bandagens e curativos				Curativos adesivos de silicone Curad; existe um primer que pode ser usado para suportar a aplicação de outros tipos/estilos de curativos
Assistência no movimento, prevenção de quedas e cuidados	Posicionamento do paciente				Sentar, deitar e manipulação dos dedos das mãos e dos pés
Banho	Mudança de roupa				
	Banho no leito				
Higiene e assistência na vida diária	Irrigação ocular e colírios				
	Higiene oral				Colocação e remoção de dentaduras
	Irrigação do canal auditivo				
	Aparelho auditivo				
	Cuidados com cabelo				Lavar, pentear
Cuidados de Enfermagem	cuidados perineais				

Cuidados com ostomia		â??â??	â??	Cuidados com ileostomia e colostomia
Cuidados com cateter urinário		â??â??	â??	Genitália comum a todos os modelos; O Treinador de Cuidado ao Paciente Geriátrico não ter; bexigas de apoio e/ou outro equipamento auxiliar necessário para apoiar totalmente o cateterismo urinário
Estomas		â??â??	â??	Em dois locais na parte inferior do abdome
Braços padrão com sítios de injeção		â??â??	â??	Braços padrão vãam equipados com suporte para injeções intramusculares (IM)

Suporte para administração de oxigênio			â??	â??	Administração de O2 via colocação de cânula nasal	
Braço Esquerdo com Pressão Sanguínea (LF04304)			Opcional(*)	â??	(*) O braço esquerdo com PS pode ser um acessório opcional para o Treinador de Cuidado ao Paciente Geriátrico.	
Habilidades Avançadas	Sítios de injeção		Opcional(*)	â??	Braços, coxas, nádegas do lado direito suportam injeções subcutâneas e IM (*) Geriatric Patient Care Trainer comes equipped with standard Arm IM Injection Pads	
	Procedimentos de gastrostomia		Â	â??	â??	Lavagem, gavagem
	Procedimentos de tubo nasogástrico		Â	â??	â??	Colocação, lavagem, gavagem, alimentação, sucção

Suporte respiratório: cuidados com traqueostomia, aspiração de vias aéreas/traqueostomia		Â	â??	â??	Lavagem, sucção
Cateterização urinária		Â	â??	â??	Suporte para cateterismo urinário masculino e feminino
Administração de enema (mulher)		Â	â??	â??	
Papanicolau (mulher)		Â	â??	â??	
Exame pélvico (mulher)		Â	â??	â??	Três apresentações diferentes do colo do útero (normal, pré-canceroso, canceroso)
Exame de próstata (homem)		Â	â??	â??	Cinco apresentações diferentes da próstata (1 normal e 4 cancerígenas em tamanhos diferentes)

Braço Direito Treinador de IV (LF04303)			Opção Opcional(*)	â??	O Treinador Braço Direito IV pode ser um acessório opcional para o Treinador de Cuidado ao Paciente Geriatrico	
Cuidados com feridas nos pés			â??	â??	Muito parecida na forma de peças "tipo stick- on mouflage"	
ACLS/BLS	RCP com métricas de desempenho de qualidade		Â	â??	â??	
	Pulso carotídeo		Â	â??	â??	Tipo bulbo, como usado em outros produtos
	Entubação		Â	â??	â??	

<p>Enfermagem avançada ACLS/BLS ACLS/BLS</p>	<p>Auscultação (sons cardíacos e pulmonares)</p>				<p>â??</p>	<p>Seis sítios cardíacos anteriores com 12 condições cardíacas. Cinco anteriores, seis posteriores superiores, quatro posteriores inferiores, dois sítios pulmonares axilares e dois com 12 condições pulmonares. O produto não inclui suporte para sons intestinais!</p>
<p>Monitoramento e terapêutica</p>	<p>Sinais vitais do paciente e sinais monitorados</p>		<p>— Opcional(*)</p>	<p>— Opcional(2,3)</p>	<p>â?? (3)</p>	<p>(1) – Conjunto de monitoramento de sinais vitais do paciente  (2) – Conjunto de Monitoramento Pré-Hospitalar de Pacientes  (3) – Conjunto de Monitoramento de Pacientes Internados</p>



## Manequim Teri VersÃµes

PrÃ¡tica Brasil

Image not found or type unknown

## Manequim Teri Versões

Prática Brasil

Image not found or type unknown

*Video meramente ilustrativo, podendo o produto variar de acordo com eventual atualização de modelo.*

**REVISE SEMPRE A DESCRIÇÃO DO PRODUTO!**

## Características do Manequim

Teri Dedos

Image not found or type unknown

Teri Cabelos

Image not found or type unknown

Teri Orelhas

Image not found or type unknown

Teri Dentes

Image not found or type unknown

---

**Ficou com alguma dúvida?**

[Fale com a gente pelo WhatsApp](#)

**Date Created**

setembro 18, 2022