



Manequim de treinamento profissional de atendimento ao paciente

Description

Novas possibilidades de treino

- **Cuidados com os cabelos (lavar, pentear, secar)**
- **Tratamento e avaliação do decúbito (etapas 2-4)**
- **Tratamento e cuidados de ferimentos (grampeamento cirúrgico, feridas de laceração e escoriações)**
- **Síndrome do pé diabético**
- **Montagem simplificada**

E naturalmente também com as já comprovadas funções:

- Higiene pessoal, limpeza (próteses parciais removíveis)
- Levantamento e mobilização do paciente
- Enfaixamento, curativo (inclusive curativo em amputação)
- Irrigações (olho, ouvido, nariz, estômago, intestino, bexiga)
- Injeções (intramuscular e subcutânea)
- Lavagem e gavagem nasogástricas
- Tratamento com oxigênio, respiração artificial
- Cuidados com a traqueotomia
- Cateterização (masculina e feminina)
- Cuidados com ostomia (colostomia)
- Administração de enema

Nosso simulador para cuidados com paciente mais vendido permite a prática da maioria das aplicações de treinamento, desde enfermagem básica até o mais avançado treinamento clínico e de emergência. Feito em plástico durável, inquebrável e à prova d'água, é também flexível, permitindo movimentos naturais dos braços, pernas e juntas. A cintura flexível permite ao manequim permanecer na posição sentada. As seções de pulmão, coração, estômago, bexiga e intestino são removíveis e adaptáveis com vedação da drenagem para facilitar a limpeza. A bexiga e a seção intestinal são absolutamente livres de vazamentos e são conectadas a genitália externa para permitir a cateterização. Todos os locais habituais para a aplicação de injeções possuem almofadas especiais (6 ao todo) que permitem repetidas aplicações e anos de uso. Também está incluída a

simulação de um coto de amputação para prática de técnicas de curativo. Para completar esse modelo, talco, vaselina e lubrificantes são fornecidos. De acordo com as normas da OBRA.

Agora, também incluídos no fornecimento: ferramenta para montagem, inserções com representações de feridas (braço e coxa)

Date Created

setembro 18, 2022

Prática Brasil