



STAT Baby Advanced with iPad

Description

Características:

- Permite que o instrutor controle as habilidades fisiológicas do bebê para aumentar o desafio no treinamento e desenvolver as habilidades de avaliação dos alunos
- Mapear as sessões para um melhor debriefing com os alunos
- Gerenciar as informações dos alunos
- Kit de cenários pré-formatados
- Fácil criação de novos cenários
- Alternância entre cenários durante a operação do manequim
- Eficiente gerenciamento dos registros feitos durante a simulação
- Atende toda a demanda de simulação de pacientes pós-neonatal e pediátricos.
- Desde a introdução dos alunos aos conceitos básicos até desafios de equipe médica em procedimentos avançados da medicina
- Tudo em uma interface fácil de um iPad®, que lhe permite a utilização de outros aplicativos para complementar sua simulação, como: diretrizes, exames de imagem, ECG, entre outros

Inclui todas as habilidades padrão do STAT Baby:

- 7 pontos de pulso (bilateral – carotídeo, femural e braquial – esquerdo pulso radial)
- Perna que permite administração de medicamentos por via intraóssea
- 3 pontos para acesso intravenoso (IV)
- Ponto para acesso venoso central de inserção periférica (PICC)
- Administração de medicamentos por via intramuscular (IM) – coxa
- Administração de medicação por via subcutânea (SC) – Triceps
- Cabeça que permite via aérea avançada e reproduz edema de língua e laringoespasma em 3 estágios
- Permite redução de Pneumotórax bilateral
- Monitoramento através de 4 derivações
- Desfibrilação

- Medicação por via retal
- Cateterismo vesical
- Toracocentese (lado esquerdo)
- Nova pele com maior realismo e textura
- Peças de reposição
- A via aérea avançada aceita o uso de: LMA, ET, OPA, NPA e LT

Stat Baby Advanced ainda inclui:

- Retração do esterno
- Berço totalmente fechado com superfície impermeável
- 2m de fio para que o bebê possa ser manipulado
- Manguito para aferição de pressão não invasiva (PNI)
- Sons cardíacos
- Sons pulmonares
- Sons de voz
- Respiração espontânea
- iPad®

Date Created

setembro 18, 2022

Prática Brasil