



Trauma Randy Flash Moulage Overlay

Description

Características:

- Implemente modelos de feridas detalhados em segundos com a opção de sangramento ou apresentação sem sangramento
- O sistema também é ideal para treinamento com os sistemas hemostáticos de embalagem de feridas
- O sistema é construído em torno dos manequins robustos Randy de corpo grande e resgate da Simulaids e pode ser usado com o seu equipamento existente
- O sistema pode ser facilmente limpo lavando as linhas, enxaguando e secando Não há cola ou adesivos para limpar
- O sistema central é construído em torno do tronco do manequim Randy da Large Body Rescue
- Existe a opção de expandir para o traumatismo do braço e perna com feridas compactadas e aplicação de torniquete, bem como traumatismo craniano.
- Sobreposição do Flash Moulage.
- Vem com uma ferida profunda de hemorragia, três feridas de sangramento superficial e uma queimadura de terceiro grau
- A sobreposição completa do sistema de sangria inclui portas para suportar o braço, a perna e a cabeça do moulage de flash opcional. O sistema externo de gerenciamento do sangue e a bomba de pé com o tanque de gravidade trabalharão com produtos sanguíneos simulados de coagulação e de não coagulação

Inclui:

- um galão de TrueClot® Simulant Concentrate
- TrueClot® Simulant Hemostatic Gaze (3-Pack e 3-Pack dobrados em Z)
- 500 ml de TrueClot® Simulant Clotting Solution
- Uma seringa para limpar as linhas.

NÃO INCLUI O MANEQUIM!

Date

14 Jun 2025

Date Created

18 set 2022

Prática Brasil