



ADULT WATER RESCUE MANIKIN

Description

Ideal para treinamento e formação de salva vidas e profissionais de emergência.

Quando cheio de água, manequim vai submergir até o pescoço, proporcionando um maior stress e realismo ao treinamento.

Caso queira afundar o manequim por completo para fazer resgate no em profundidade é preciso adicionar de 02 a 04 kg de peso.

Importante:

- O manequim de resgate em água deve ser drenado após cada uso.
- O manequim não deve ser virado de cabeça para baixo para drenar.
- O reposicionamento das extremidades permitirá que a água seja drenada pelos orifícios nos aspectos posteriores dos braços e pernas enquanto o manequim estiver deitado de costas.
- Para remover a água da cavidade torácica, abra a válvula do ombro minimamente e posicione o manequim em uma inclinação para facilitar a drenagem.
- Armazene o manequim em pé com temperatura ambiente. Em ambientes frios, o manequim endurecerá e retornará à flexibilidade normal quando retornado a uma temperatura mais quente.
- Não armazene o manequim em uma bolsa pois a drenagem não será efetiva e poderá favorecer a formação de colônias de fungos.

Date Created

setembro 18, 2022