



## Advanced Four-Vein Venipuncture Training Aid™

### Description

É sentido um “pop” quando a agulha entra na veia, seguido por um “flashback” realista de sangue simulado, confirmando a colocação apropriada da agulha. O modelo permite a injeção de fluidos e retirada de sangue. Este modelo é produzido agora com dois dos novos materiais desenvolvidos pela Vata, Dermalike™ e Dermalike V™.

### Características:

- O topo e a base articulados eliminam a necessidade de passar componentes através do topo.
- Resistente a vazamento – Com um único comprimento de tubulação, não é necessária nenhuma conexão.
- Não é necessário o Velcro – A remoção de bolhas e a remoção e reposição de batente são confirmadas por um “clique” audível
- Não é necessário nenhum Velcro – O topo articulado possui um gancho moldado integral para colocação de saco de sangue
- Com a quarta veia profundamente colocada, todas as veias estão dentro do nosso exclusivo Dermalike™ sem látex para um cenário de treinamento realista, assim como acessar um paciente real! À medida que o cateter IV entra na veia, um refluxo realista de sangue simulado confirma a colocação adequada da agulha.
- Parte superior e base dobradiça eliminam a necessidade de passar componentes através do topo.
- Resistente a vazamento
- Agora com um único comprimento de tubulação, sem conexões necessárias Não necessário Velcro
- A remoção de bolhas e a remoção e reposição de batente são confirmadas por um “clique” audível.

**Assista ao vídeo!**

**Date Created**  
setembro 18, 2022

Prática Brasil