



Blood Pressure Simulator With iPod® Technology

Description

Características:

- Permite a colocação de esfigmomanômetro
- Palpação do pulso radial,
- Pressões variáveis sistólica e diastólica de 0-300 mm Hg em incrementos de dois mm
- Amplitude variável do som ouvido no local antecubital
- Som para escuta grupal
- Escopo auscultatório e configurações de frequência cardíaca.
- Este instrutor operado por bateria pode ser conectado a 110V AC para economizar baterias.

Inclui:

- Um iPod®
- Adaptador CA e tomada
- Manguito BP e um saco de transporte
- Garantia de um ano

Date Created

setembro 18, 2022