



SMART STAT AMPUTATED ARM

Description

SMART STAT tem a capacidade de pôr em prática esta amputação simulada, portanto os médicos podem tratar esse trauma com um torniquete (TQ). Quando o TQ é aplicado corretamente, o sangramento cessa. O fluxo sanguíneo é controlado pelo instrutor, selecionando-se a função no pocket PC (PPC).

Este braço ensina os alunos a avaliar e cuidar de sangramentos em amputações. Os instrutores controlam o sangramento usando um PPC. A correta aplicação do torniquete cessará o sangramento.

- Braço Esquerdo Amputado
- Para ser usado com o manequim SMART STAT.
- Treina estudantes para cuidar de amputações.
- Garantia: 1 ano.

Date

19 May 2025

Date Created

18 set 2022