



Charlie NRP Baby w/ ECG / 50-647

Description

Descrição do Produto:

- O choque de desfibrilação pode ser administrado através de manequim ou simulador
- Ligue o desfibrilador / pacer externo ao simulador usando adaptadores
- Os circuitos integrados permitem desfibrilar diretamente para o simulador de ECG e observar os ritmos de ECG através do conector PADS
- Função de conversão
- Selecione outro ritmo para ser executado imediatamente após a cardio-versão
- A estimulação pode ser feita em qualquer desfibrilador
- Economizador de bateria, o simulador desliga automaticamente quando não estiver em uso
- 6 formas de onda
- 17 ritmos adultos / pediátricos

Características:

- Via aérea, respiração, intubação e ventilação
- Anomalias nascimento
- Colocação do tubo torácico
- RCP
- Simulação de ECG
- Tubo gastrointestinal (GI)
- Genitália intercambiável
- Infusão intraóssea
- IV mão e pé
- Observação e medição
- Pontos de pulso manual palpáveis ??em 7 locais
- Acesso umbilical com acesso venoso e arterial

- Local do PICC no braço
- Cateterismo urinário

C.H.A.R.L.I.E. Vem completo com:

- Duas vias aéreas: Padrão e avançado
- Talco
- Tubo bilateral
- Sangue
- Bolsa para transporte
- Tórax de desfibrilação
- Ossos e pele intraósseos
- Bolsa IV
- IV pele e veias para mãos e pés
- Genitália masculina e feminina
- Mielomeningocele
- Agulhas
- Onfalocele
- Umbigo
- Manual de instruções
- Garantia de 5 anos

Date Created

setembro 18, 2022

Prática Brasil