

Life/form® Blood Pressure Arm

Description

Características:

- O braço é articulado para se afastar do corpo para facilitar o acesso.
- O braço é programado para demonstrar as cinco fases de Korotkoff, e um interruptor de intervalo auscultatório pode ser usado para simular o intervalo auscultatório que às vezes está presente entre os sons da Fase I e da Fase II.
- Selecione configurações sistólicas e diastólicas, ajuste o volume e a frequência de pulso e calibre facilmente quando necessário.
- Tem pulso radial palpável.
- O amplificador/sistema de alto-falante externo opcional (LF01189U">LF01189U) pode ser usado em vez do alto-falante no braço para transmitir sons para um grupo.
- Requer seis baterias "AA" (incluídas).
- Garantia de cinco anos.

Inclui:

- Esfigmomanômetro
- Manguito
- Conjunto de medidor.

Date Created

agosto 29, 2024