



## Manequim infantil Life/form Deluxe CRiSis com simulador de ECG

### Description

#### Características:

- Anatomicamente correto em detalhes.
- Anatomia realista e marcos incluem uma boca, língua, faringe oral, epiglote, cordas vocais, traqueia e esôfago.
- Além dos marcos palpáveis e visuais, a cabeça, o pescoço e a mandíbula são totalmente articulados, permitindo uma característica realista do impulso da mandíbula.
- Este manequim tem pulmões separados esquerdo e direito para auscultação; tem capacidades de intubação oral, nasal e digital; e inclui uma bexiga de estômago inflável para indicar intubação esofágica.
- Também possui entubação traqueal, máscara laríngea e Combitube® e King System. O manequim Child CRiSis™ é 46-3 / 4 "L e pesa 20 lbs. Ideal para ACLS, enfermagem, paramédico e treinamento EMT em todos os níveis. Caso de transporte rígido (LF03467U) está disponível separadamente.

#### Braço de pressão sanguínea

- A lacuna acidente pode ser adicionada
- Pode ser usado com sistema de alto-falante opcional para transmitir sons para toda a sala de aula (LF01189U)
- O instrutor determina os níveis sistólico e diastólico, frequência cardíaca e volume sonoro
- Pulso radial palpável
- O alto-falante no braço reproduz sons de pressão arterial real
- 5 sons de Korotkoff

#### CPR

- Cabeça, pescoço e maxilar totalmente articulados
- Jaw thrust

- Marcos palpáveis ??e visuais
- Pulso carotídeo palpável (manual)

### **Caixa de desfibrilação**

- Reconhecimento de arritmia
- Completamente compatível com todas as marcas e tipos padrão de desfibriladores, monitores e simuladores de pacientes
- A caixa de carga impede que os choques venham ao simulador do paciente
- Desfibrilação manual, automática e semi-automática
- Pacing
- Ritmos são detectados em 4 sites ECG e 2 sites de desfibrilação

### **Acesso femoral**

- A perna articulada requer um posicionamento adequado
- Pulso arterial palpável (manual)
- Sinfisia palpável do pubis e coluna íliaca anterior superior
- Retorno realista do sistema venoso pressurizado
- Cobertura de injeção substituível

### **Infusão Intraóssea**

- Pontos de referência palpáveis ??incluem a tubecção da patela, da tíbia e tibial
- Sistema pressurizado permite aspiração de fluido
- Ossos e pele substitui

### **Date Created**

setembro 18, 2022