



Life/form GERi Auscultation Manikin – Light

Description

Nenhum outro manequim no mercado é tão realista e verdadeiro. O manequim inteiro tem características visuais únicas para reforçar a importância de inspecionar os pacientes e observar as mudanças na aparência. A detecção precoce dessas mudanças simplifica seu tratamento e melhora os resultados e a saúde do paciente.

O manequim Auscultation GERi™ também inclui:

- Local de Auscultação com Sons do Coração e Pulmão.

Características:

- Todas as articulações fornecem o alcance máximo de alcance realista não encontrado em qualquer outro manequim.
- As simulações foram incluídas no GERi™ e no KERi™ para permitir a prática de mais de 35 procedimentos de cuidados ao paciente.
- Os manequins de habilidades de enfermagem GERi™ e KERi™ são excelentes para todos os níveis de educação em saúde – desde auxiliares de enfermagem até estudantes de medicina.
- Posicionamento realista do paciente, flexibilidade e alcance superior dos movimentos.
- Nenhum outro manequim apresenta movimentos tão naturais quanto o GERi™ ou KERi™ para posicionamento do paciente, amplitude de movimento e flexibilidade do paciente.
- Todas as principais articulações têm movimento natural para proporcionar uma prática realista de tratamento do paciente.
- Mãos e pés são feitos de material macio e flexível para maior realismo.
- Tratamento, lavagem e sucção da traqueostomia
- Procedimentos de Gastrostomia, Lavagem e Gavagem
- Administração de Enema, apenas Feminino
- Ateterismo urinário, macho feminino e não circuncidado
- Papanicolaou e Douching
- Exame da próstata, estágio B

- Posicionamento de tubo nasogástrico
- Reservatórios internos de fluidos
- Braço de treinamento IV direito com um local de injeção intramuscular do ombro com pele e veias substituíveis que rolam quando palpado; flashback realista
- Confirma a colocação adequada da agulha
- O braço de treinamento de pressão sanguínea esquerda reproduz todos os cinco sons de Korotkoff e permite ao instrutor variar os níveis sistólico e diastólico, taxa de pulso, volume e intervalo auscultatório
- Locais de injeção intramuscular de ombro direito e esquerdo

35 procedimentos de cuidados ao paciente, dentre os quais estão:

- Colocação e remoção de dentadura – superior e inferior
- Irrigação do canal auditivo
- Irrigação dos olhos
- Manipulação de dedo e dedo do pé
- Cuidados com o cabelo lavagem e penteamento
- Pontos de injeção intramuscular – braço, coxa, nádega
- Higiene bucal e nasal – lavagem, gavagem, e sucção
- Cuidados com colostomia
- Cuidados com ilioestomia
- Cateterismo vesical
- Mudança de decúbito
- Lesão de pele m dorso e sacra
- Pupilas anisocóricas

O manequim Auscultation GERi™ também inclui:

- Sites de Auscultação com Sons do Coração e Pulmão
- Heart Sites, seis locais anteriores com 12 doenças cardíacas
- Locais do pulmão: cinco locais anteriores, seis superiores posteriores, quatro inferiores posteriores e dois midaxilares com 12 condições pulmonares

Condições cardíacas:

- Regurgitação Aórtica, Defeito Septal Atrial, Holosistólica, Midsystolic, Estenose Mitral, Normal, PDA, Estenose Pulmonar, Galope S3, Galope S4, Click Sistólico e VSD

Condições pulmonares:

- Bronquial, Caveroso, Grosso Crackle, Crackle fino, Friction Rub, Mono Wheeze, Normal, Pectoriloquy, Edema Pulmonar, Rhonchi, Stridor e Wheeze

Date Created

setembro 18, 2022