



Life/form Suture Kit – Light

Description

O instrutor ou o aluno pode fazer diversas incisões e determinar a profundidade da sutura e a técnica a ser utilizada, além de:

- Demonstrar e praticar tipos de nós
- Utilizar grampo cirúrgico
- Uso de cola cirúrgica
- Sutura de tecido profundo
- Sutura de tecido subcutâneo
- A pele resistente, permite a aplicação e o fechamento de suturas superficiais sem romper a pele com a tenção do nó

Contém:

- Camadas: Derme, Epiderme, Fáscia, Gordura, Musculo
- Placa de sutura
- Bandeja de sustentação da placa (não mostrada na figura)
- Bolsa de transporte
- Segurador de agulha
- Tesoura de sutura
- Pinça
- Bisturi
- Nylon de sutura
- Bolsa para os instrumentos
- Formato: 10,1cm x 15,2cm x 3,8cm
- Garantia: 5 anos

Date Created

setembro 18, 2022