



PETER PICC LINE

Description

Este modelo tem uma pele de braço translúcida substituível que permite a visualização das veias basilícas cefálicas, basilícas e medianas subjacentes que são apresentadas como veias azuis quase visíveis.

As veias superiores da veia cava, subclávia, axilar e jugular também estão presentes, além de um queixo móvel que simula a oclusão da jugular para evitar que a linha PICC perca esta rota. A colocação adequada pode ser confirmada observando a ponta distal do PICC na veia cava superior visível.

A técnica estéril pode ser ensinada e praticada. Uma ótima ferramenta para ensino, treinamento, testes de competências e avaliação de habilidades!

Características:

- Torso de manequim adulto
- Anatomia realista
- Apresenta-se em posição supina com braço fazendo ângulo de 90° em relação ao corpo
- Queixo móvel permite simular oclusão de jugular
- Possui correta anatomia das veias cefálica, basilíca e basilíca medial, jugular, subclávia e veia cava superior
- Costelas palpáveis permitem mensurar de forma apropriada a dimensão do cateter
- Pele translúcida e substituível do braço permite visualização das veias
- Colocação de cateter IV
- Ponta distal do cateter visível na veia cava superior
- Veias com infusão permitem o retorno real do sangue em câmara de refluxo
- Treina os alunos na colocação do cateter central de inserção periférica

Inclui:

- Inclui bolsa para transporte

- Garantia: 6 meses

Date Created
setembro 18, 2022

Prática Brasil