



Manequim dentário de raio-X

Description

Principais características:

- **Modelo DENTOFORM®:** Um modelo especial com dentes de plástico radiopaco, permitindo a visualização clara dos dentes em exames de raios-X.
- **Dedo flexível para segurar o filme:** Simula a posição correta do filme radiográfico dentro da boca, garantindo uma posição adequada para a captura das imagens.
- **Instrumento de abertura de mordida:** Facilita a abertura da boca do manequim para uma experiência de raio-X mais realista.
- **Língua de látex:** Simula a anatomia da língua, proporcionando uma sensação mais próxima da realidade ao manusear o filme ou sensor.
- **Suporte para cadeira:** Facilita a montagem do manequim em cadeiras odontológicas, permitindo simulações com uma configuração clínica realista.

Diferenciais em relação a outros manequins odontológicos:

- **Dentes radiopacos:** A característica principal do modelo DENTOFORM® é a inclusão de dentes de plástico radiopaco, uma função especializada para radiografias. Outros manequins podem não oferecer esse nível de detalhamento nas simulações de raio-X.
- **Simulação realista de posicionamento:** O dedo flexível e a língua de látex são diferenciais que proporcionam uma simulação realista do posicionamento do filme ou sensor radiográfico.
- **Compatibilidade com cadeira odontológica:** O suporte para cadeira permite fácil integração do manequim em ambientes de prática odontológica, enquanto outros manequins podem necessitar de adaptadores adicionais.

Date Created

setembro 27, 2024