

NeuLog Logger Sensors – EKG

Description

Características:

- A tecnologia Plug and Play permite uma plataforma de registro de dados intuitiva e fácil de usar. Basta conectar o (s) sensor (es) de registrador apropriado (s) ao módulo e iniciar sua simulação
- Nenhuma calibração ou tempo de configuração necessário. Use até 10 sensores por simulação
- Os sensores convertem os parâmetros medidos em um valor processado (BPM, mm HG, etc.)
- Cada sensor armazena até cinco simulações na memória flash. Quando estiver pronto, envie os dados em formato digital para o seu computador ou dispositivo inteligente
- Os sensores acomodam simulações com duração de até 31 dias
- O software do módulo inclui modos online e offline, tabelas, gráficos, análise de dados, configuração de eixo duplo, operações estatísticas e operações matemáticas
- O software baseado em navegador funcionará em qualquer hardware ou software do futuro com atualizações gratuitas
- NOTA: O módulo sem fio ou USB é necessário para operar qualquer um dos sensores
- O módulo de bateria recarregável deve ser usado com o módulo sem fio.

Date Created

setembro 18, 2022