



NOSE BLEED TRAINER

Description

Desenvolvido em conjunto com o Departamento de ORL do Hospital de Addenbrooke, em Cambridge, este modelo interativo fornece um teste prático de habilidades para todos aqueles que são obrigados a gerenciar hemorragia nasal grave.

Sucesso do cateterismo, em quatro locais no septo, identificado pelo painel de luz (bateria incluída)

O aluno deve identificar o ponto de sangramento, limpá-lo por sucção e lidar com ele por embalagem nasal ou cauterização.

Características:

- O interior do nariz tem tubos capilares para fornecer sangue artificial a taxas variáveis para quatro locais no septo

Inclui:

- Cabeça de plástico rígido com área nasal macia
- Caixa de controle e bateria 9v
- Seringas de 10 ml (4)
- Seringa de 50 ml (1)
- AR204 Concentrado de sangue
- Manual de instruções

Date Created

setembro 18, 2022