



Phokus Wound Club with Blood Pump

Description

Características:

- O sistema de sangramento hiper-realista torna este dispositivo de treinamento ideal para dominar o controle básico de sangramento
- O treinamento de torniquete é facilmente realizado entre o Cubo de Silicone – Juncional (axilar) e o Tubo de Silicone – Braço Superior
- Incluído no braço superior há uma artéria braquial realista e um osso de úmero anatomicamente correto
- A tecnologia de transparente acelera a compreensão dos alunos sobre o empacotamento adequado da ferida e a aplicação do torniquete.
- O Wound Club é um excelente instrutor para TCCC, TECC, TEMS, PHTLS e Stop the Bleed

Date Created

setembro 18, 2022