



Port – “Body in a Box”™

Description

Características:

- O acesso bem sucedido é confirmado por um refluxo de sangue simulado.
- O modelo possui seu próprio reservatório de sangue simulado de 35cc cuidadosamente colocado dentro dele.
- As duas inserções redondas; Usado para simular a porta, são intercambiáveis ??para variar a experiência.
- A aba de tecido que é colocada sobre a porta tem duas espessuras – o lado de 1/4 “aproximará a sensação ao palpar uma porta a uma profundidade média, enquanto o lado de 1/2” irá aproximar a sensação ao palpar uma porta profundamente colocada.
- A aba da pele é feita com o novo material Dermalike II ™ do VATA, com 63% menos de agulhas ao acessar, resistência à ruptura melhorada para aceitar o dobro do número de agulhas, sem superfície “oleosa / pegajosa” e resistente a manchas.
- O bloqueio do tecido mole subjacente permite que a porta “flua” quando palpar através da aba da pele, para uma experiência verdadeiramente realista.
- O acesso pode ser ensinado e praticado com a almofada de tecido no caso ou removido do caso. Uma ótima ferramenta para aprender e praticar palpar e acessar o IVAD, teste de competências e habilidades.

Inclui:

- 1 Port – “Body in a Box
- 1 reservatório de sangue e estojo rígido
- Sangue simulado

Assista ao vídeo!

Date Created

setembro 18, 2022
