



## Simulaid® Battery Leg SMART STAT

### Description

Perna com bateria Simulaid® SMART STAT

O simulador de paciente SMART STAT opera utilizando o sistema de bateria na perna esquerda. O sistema de bateria é recarregável e alimentará o SMART STAT Basic por aproximadamente cinco horas.

O carregamento do sistema da bateria leva cerca de cinco horas e ter uma perna extra da bateria permitirá que você trabalhe o dia todo sem precisar conectar a uma tomada elétrica.

Tamanho: 79cm X 20,3cm X 20,3cm

### Date Created

setembro 18, 2022