

Vascular Access Ultrasound Phantom

Description

Características:

- É tão realista que o movimento do tecido mole pode ser observado quando a ponta da agulha é guiada para o vaso
- Veia superficial pequena
- Veia de tamanho médio que se bifurca em dois vasos menores
- Grande veia de grande calibre
- O modelo é fornecido pré-preenchido com sangue simulado
- Um frasco 60 ml de sangue simulado resistente a manchas e um case leve e compacto que protege o simulador quando não está em uso
- O acesso bem-sucedido pode ser confirmado pela visualização da ponta da agulha no vaso e pelo retorno do sangue.
- É um excelente modelo para clínicos iniciantes e mais avançados em muitas áreas de atendimento, incluindo: laboratórios de simulação, enfermagem IV, anestesiologia, radiologia, treinamento em ultrassom, enfermeiros, medicina de emergência e outros.
- O Phantom é compatível com qualquer sistema de imagiologia por ultra-sons com um transdutor apropriado.

Inclui::

- Phantom ultrassom
- Cobertura e Base para o fantasma de ultrassom
- Sangue simulado

Date Created

setembro 18, 2022